



## Collier support de tête - Headmaster™

Réf : 081015155



### Description du produit

Ce collier est destiné aux patients chez lesquels il est nécessaire de contrôler la chute de la tête dus à des maladies neuro-dégénératives, neurologiques ou de toutes autres pathologies qui conduisent à la perte de contrôle de la remontée de la tête du patient.

#### Caractéristiques :

- Conception tubulaire rembourrée qui permet de maintenir la tête grâce à son appui mandibulaire
- Confortable et simple à ajuster : se courbe manuellement pour un ajustement personnalisé
- Zone du cou dégagée qui permet l'accès à un tube trachéal
- Mesurer le centre du menton jusqu'à l'angle de la mâchoire
- Rembourrages optionnels disponibles : support postérieur en une ou deux parties
- Lavable à la main
- Contient du caoutchouc nature

Pour la taille, il faut mesurer la longueur entre le menton et la mâchoire. Si vous hésitez entre deux tailles, il est conseillé de choisir systématiquement la plus petite.

### Spécificités techniques

EAN	5028318903900
TVA	20 %
Désign.	Collier complet headmaster™ - Long. 11.5 cm
Taille	Adulte de taille moyenne
Long.	11,5 cm