



Protège plâtre étanche

Réf : 091078054

Description du produit

Ces protèges plâtres moulés créent une étanchéité au point d'entrée du bras ou de la jambe pour bloquer l'eau. Cela permet aux utilisateurs de se doucher tout en portant un plâtre et de ne pas s'inquiéter de l'accumulation d'eau à l'intérieur du plâtre. Ils sont faciles à appliquer et peuvent être complètement immergés dans l'eau. Cela les rend idéales pour porter dans la douche ou le bain.

Maintenir un plâtre hygiénique est important pour la santé de la peau et une récupération en toute sécurité. Ce protège plâtre empêche l'eau de pénétrer et réduit le risque de prolifération de bactéries et de champignons à l'intérieur. Il se glisse facilement sur tous les modèles et se scelle instantanément avec la bande de néoprène imperméable.

Caractéristiques de ces protèges plâtre :

- Confortables
- Faciles d'utilisation
- Matériau PVC souple et nylon imperméable
- La large bande en néoprène ne pince pas et ne cisaille pas la peau
- Traitement antimicrobien
- Réutilisables jusqu'à 8 semaines
- Ne convient pas aux lésions ouvertes ou non pansées, ni aux activités de natation

Bras (jusqu'au coude)

Spécificités techniques

| | |
|-------------------------|---------------|
| EAN | 5028318009473 |
| TVA | 20 % |
| Couleur | Transparent |
| Circonf. mini du membre | 25cm |
| Circonf. maxi du membre | 29cm |
| Poids | 110g |
| Sans latex | Oui |