





Bandes élastiques de musculation 5.5 et 45.5 m - Avec Latex - THERABAND®

Réf : 081184613

Marque : THERABAND®



Système de Trusted Progression™

| Couleur | Résistance allongement 100% | Augmentation de la résistance |
|---|---|-------------------------------|
|  | Maximale 142 lbs 6.5 kg | 40% |
|  | Extrêmement Elevée 102 lbs 4.6 kg | 40% |
|  | Elevée 73 lbs 3.3 kg | 20% |
|  | Extra Forte 58 lbs 2.6 kg | 20% |
|  | Forte 48 lbs 2.1 kg | 20% |
|  | Moyenne 37 lbs 1.7 kg | 20% |
|  | Faible 28 lbs 1.3 kg | 20% |
|  | Extra faible 2.4 lbs 1.1 kg | — |

Description du produit

Ces bandes de résistance en latex sont idéales pour l'échauffement avant des exercices intenses, pour le renforcement musculaire et accompagne de nombreuses séances de rééducation chez les professionnels de santé.

Avantages des bandes élastiques de musculation THERABAND :

- Système d'entraînement basé sur la résistance progressive
- Economiques, portables et polyvalentes, les bandes élastiques THERABAND® en latex améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse
- Des exercices scientifiquement conçus sont utilisés pour la réhabilitation après des blessures, pour l'amélioration des capacités fonctionnelles des personnes âgées, les performances athlétiques et le traitement de nombreuses maladies chroniques
- Code couleur pour visualiser les différents niveaux de résistance, chaque bande de musculation ayant un niveau de résistance différent
- Disponible en 2 longueurs

Attention : Le latex peut provoquer des réactions allergiques.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

| | |
|-----------|--------------------------|
| EAN | 04260071630520 |
| TVA | 20 % |
| Couleur | Rouge |
| Résist. | Rouge - Moyenne - 1.7 kg |
| Long. | 5.5 m |
| Top vente | Oui |