





Bandes élastiques de musculation 5.5 et 45.5 m - Avec Latex - THERABAND®

Réf : 081184621

Marque : THERABAND®



Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	allongement 100%	Augmentation de la résistance
	Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	-40%
	Extrêmement Elevée	10.2 lbs 4.6 kg	-40%
	Elevée	7.5 lbs 3.3 kg	-25%
	Extra Forte	5.5 lbs 2.6 kg	-25%
	Forte	4.6 lbs 2.1 kg	-25%
	Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	-25%
	Faible	3 lbs 1.3 kg	-25%
	Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	---

Description du produit

Ces bandes de résistance en latex sont idéales pour l'échauffement avant des exercices intenses, pour le renforcement musculaire et accompagne de nombreuses séances de rééducation chez les professionnels de santé.

Avantages des bandes élastiques de musculation THERABAND :

- Système d'entraînement basé sur la résistance progressive
- Economiques, portables et polyvalentes, les bandes élastiques THERABAND® en latex améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse
- Des exercices scientifiquement conçus sont utilisés pour la réhabilitation après des blessures, pour l'amélioration des capacités fonctionnelles des personnes âgées, les performances athlétiques et le traitement de nombreuses maladies chroniques
- Code couleur pour visualiser les différents niveaux de résistance, chaque bande de musculation ayant un niveau de résistance différent
- Disponible en 2 longueurs

Attention : Le latex peut provoquer des réactions allergiques.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	04260071630537
TVA	20 %
Couleur	Vert
Résist.	Vert - Forte - 2.1 kg
Long.	5.5 m
Top vente	Oui