

Exercices physiques & Fitness > Tubes, bandes et stations d'exercices > Bandes élastiques d'exercices et accessoires



Bandes élastiques de musculation 2,5m avec pochette de transport THERABAND®

Réf: 091546092

Marque: THERABAND®









Coulour	Résistance allengement	100%	Augmentation de la résistance
9 3	Maximale	142 for 65 kg	40%
	Extrêmement Devés	10.2 for 4.6 kg	40%
	Devis	7,5 km 3,5 kg	25%
	Extra Forte	5.8 fm 2.6 kg	25%
-	Forte	4.6 lbs 274g	25%
	Moyenne	37 km 17 kg	29%
	Faitie	3.6e (3.kg	25%
	Extra faible	2.4 for 17 kg	-

Description du produit

- Livret d'exercices livré avec les bandes élastiques THERABAND
- Bandes élastiques livrées avec une pochette de transport avec fermeture éclair
- Système d'entraînement basé sur la résistance progressive, un code couleur suivant la résistance des bandes de

musculation vous aiguille pour faire le bon choix de bande élastique

- Economiques, portables et polyvalentes, les bandes élastiques THERABAND® en latex améliorent la musculation, la mobilité et la souplesse
- Des exercices scientifiquement conçus sont utilisés pour la réhabilitation après des blessures, pour l'amélioration des capacités fonctionnelles des personnes âgées, les performances athlétiques et le traitement de nombreuses maladies chroniques
- Bandes élastiques de 2.5m vendues à l'unité

En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.

Spécificités techniques	
EAN	00087453121940
TVA	20 %
Résist.	Vert - Forte - 2.1 kg
Couleur	Vert
Long.	2,5m