



Dynamomètre digital de main Jamar® Plus

Réf : 081406453

Marque : Jamar



Description du produit

Ce dynamomètre digital Jamar Plus est spécialement conçu pour l'évaluation des patients ayant un traumatisme et un dysfonctionnement de la main.

Pour ce dynamomètre de main comme pour le [dynamomètre avec application mobile](#) Jamar, nous avons amélioré le système hydraulique et électronique afin d'augmenter sa durée de vie ainsi que sa précision.

Ce dynamomètre médical présente de nombreuses caractéristiques avantageuses :

- Corps en aluminium et écran avec revêtement résistant aux UV
- Mesure la force de préhension isométrique de 0 à 90kg
- Ecran digital facile à lire et programmable en pounds ou en kilogrammes

- Emet un signal audible et calcule automatiquement la déviation moyenne et standard, ainsi que le coefficient de variation
- Le témoin lumineux indicateur de batterie s'éteint au bout de 2min, ce qui permet d'économiser la batterie
- Utilise 2 piles AAA
- Livré dans une boîte de rangement réutilisable
- Garantie de 1 an

Spécificités techniques

EAN	5028318909421
TVA	20 %
Désign.	Dynamomètre de main digital Jamar® Plus
Top vente	Oui