



Kit d'évaluation de la main Jamar®

Réf : 081028950

Marque : Jamar

Description du produit

Ce kit d'évaluation de la main contient tous les équipements de base dont les praticiens ont besoin pour une évaluation des doigts et de la main. Il est livré sous forme de pack pratique dans une valise de rangement où chaque instrument possède son propre compartiment.

- **Le kit d'évaluation de la main comprend :**
 - [1 dynamomètre de main hydraulique Jamar®](#) (Réf. 5030J1)
 - [1 jauge de pincement hydraulique Jamar®](#) (Réf. 749805)
 - 1 goniomètre digital en acier Jamar® 14cm

Spécificités techniques

| | |
|-----------|---------------|
| EAN | 5028318244829 |
| TVA | 20 % |
| Top vente | Oui |