

Exercices physiques & Fitness > Tubes, bandes et stations d'exercices > Tubes d'exercices et accessoires



Tubes élastiques de musculation THERABAND®

Réf: 4665007702

Marque: THERABAND®





Système de Trusted Progression™

Coulour	Ministerior allungament	100%	Augmentation de la résistant
9 3	Maximale	142 for 65 kg	40%
	Extrêmement Devés	10.2 for 4.6 kg	40%
	Devis	7.5 ks 3.5 kg	25%
	Extra Forte	5.8 fm 2.6 kg	25%
	Forte	4.6 lbe 274g	25%
	Moyenne	37 to 17 kg	29%
	Faltie	3.6e 13.kg	25%
	Extra faible	2.4 for 11 kg	-

Description du produit

- Les tubes élastiques de musculation THERABAND® sont fabriqués en latex
- Ils sont disponibles en 7 niveaux de résistance progressive et en 2 longueurs
- Les tubes élastiques de fitness sont vendus dans une boite distributrice
- Conçus pour les exercices de la partie supérieure du corps et la rééducation

En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.

Spécificités techniq	ues	
TVA	20 %	
Couleur	Beige	
Long.	7,5 m	
Résist.	Beige - Minimale	
Top vente	Oui	