



## Tubes élastiques de musculation THERABAND®

Réf : 091342658

Marque : THERABAND®



### Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Allongement 100%	Augmentation de la résistance
Brown	Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%
Grey	Entraînement Elevé	10.2 lbs 4.6 kg	40%
Black	Elevé	7.5 lbs 3.3 kg	25%
Blue	Extra Forte	5.8 lbs 2.6 kg	25%
Green	Forte	4.6 lbs 2.1 kg	25%
Red	Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	25%
Yellow	Faible	3 lbs 1.3 kg	25%
Orange	Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	---

## Description du produit

- Les tubes élastiques de musculation THERABAND® sont fabriqués en latex
- Ils sont disponibles en 7 niveaux de résistance progressive et en 2 longueurs
- Les tubes élastiques de fitness sont vendus dans une boîte distributrice
- Conçus pour les exercices de la partie supérieure du corps et la rééducation

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

EAN	4260071630810
TVA	20 %
Couleur	Jaune
Long.	7,5 m
Résist.	Jaune - Faible
Top vente	Oui