



## Tubes élastiques de musculation THERABAND®

Réf : 091342674

Marque : THERABAND®



### Système de Trusted Progression™

| Couleur   | Résistance         | allongement 100%   | Augmentation de la résistance |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|  | Maximale           | 14.2 lbs<br>6.5 kg | 40%                           |
|  | Entraînement Elevé | 10.2 lbs<br>4.6 kg | 40%                           |
|  | Elevé              | 7.5 lbs<br>3.3 kg  | 25%                           |
|  | Extra Forte        | 5.8 lbs<br>2.6 kg  | 25%                           |
|  | Forte              | 4.6 lbs<br>2.1 kg  | 25%                           |
|  | Moyenne            | 3.7 lbs<br>1.7 kg  | 25%                           |
|  | Faible             | 3 lbs<br>1.3 kg    | 25%                           |
|  | Extra faible       | 2.4 lbs<br>1.1 kg  | ---                           |

## Description du produit

- Les tubes élastiques de musculation THERABAND® sont fabriqués en latex
- Ils sont disponibles en 7 niveaux de résistance progressive et en 2 longueurs
- Les tubes élastiques de fitness sont vendus dans une boîte distributrice
- Conçus pour les exercices de la partie supérieure du corps et la rééducation

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

|           |                |
|-----------|----------------|
| EAN       | 04260071630834 |
| TVA       | 20 %           |
| Couleur   | Vert           |
| Long.     | 7,5 m          |
| Résist.   | Vert - Forte   |
| Top vente | Oui            |