



# Tubes élastiques de musculation THERABAND®

Réf : 091026731

Marque : THERABAND®



## Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Allongement 100%	Augmentation de la résistance
	Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%
	Entraînement Elevé	10.2 lbs 4.6 kg	40%
	Elevé	7.5 lbs 3.3 kg	25%
	Extra Forte	5.8 lbs 2.6 kg	25%
	Forte	4.6 lbs 2.1 kg	25%
	Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	25%
	Faible	3 lbs 1.3 kg	25%
	Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	---

## Description du produit

- Les tubes élastiques de musculation THERABAND® sont fabriqués en latex
- Ils sont disponibles en 7 niveaux de résistance progressive et en 2 longueurs
- Les tubes élastiques de fitness sont vendus dans une boîte distributrice
- Conçus pour les exercices de la partie supérieure du corps et la rééducation

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

EAN	04260071630896
TVA	20 %
Couleur	Rouge
Long.	30,5 m
Résist.	Rouge - Moyenne
Top vente	Oui