



Tubes élastiques de musculation THERABAND®

Réf : 091026814

Marque : THERABAND®



Système de Trusted Progression™

| Couleur | Résistance | allongement 100% | Augmentation de la résistance |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|  | Maximale | 14.2 lbs 6.5 kg | 40% |
|  | Entraînement Début | 10.2 lbs 4.6 kg | 40% |
|  | Élevée | 7.5 lbs 3.3 kg | 25% |
|  | Extra Forte | 5.8 lbs 2.6 kg | 25% |
|  | Forte | 4.6 lbs 2.1 kg | 25% |
|  | Moyenne | 3.7 lbs 1.7 kg | 25% |
|  | Faible | 3 lbs 1.3 kg | 25% |
|  | Extra faible | 2.4 lbs 1.1 kg | --- |

Description du produit

- Les tubes élastiques de musculation THERABAND® sont fabriqués en latex
- Ils sont disponibles en 7 niveaux de résistance progressive et en 2 longueurs
- Les tubes élastiques de fitness sont vendus dans une boîte distributrice
- Conçus pour les exercices de la partie supérieure du corps et la rééducation

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

| | |
|-----------|-----------------------------|
| EAN | 04260071630933 |
| TVA | 20 % |
| Couleur | Argent |
| Long. | 30,5 m |
| Résist. | Argent - Extrêmement élevée |
| Top vente | Oui |