



Tubes élastiques de musculation avec poignées en mousse THERABAND®

Réf : 7500048

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	142 lbs 65 kg	40%	40%
Entraînement Élevé	102 lbs 46 kg	40%	40%
Élevé	73 lbs 33 kg	25%	25%
Extra Forte	58 lbs 26 kg	25%	25%
Forte	43 lbs 21 kg	25%	25%
Moyenne	27 lbs 12 kg	25%	25%
Faible	9 lbs 4 kg	25%	25%
Extra faible	3.4 lbs 1.5 kg	—	—

Description du produit

Solution prête à l'emploi, ces tubes élastiques de musculation avec poignées en mousse apportent un grand confort dès leur prise en main.

Ces élastiques de fitness sont disponibles avec un Retail Pack. Instructions incluses.

Caractéristiques de ces tubes élastiques de musculation THERABAND:

- Poignées mousse pour une prise en main confortable
- 6 niveaux de résistance

Attention : Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex) pouvant provoquer des réactions allergiques.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	00087453217223
TVA	20 %
Modèle	Avec retail Pack - Rouge - Moyenne - 122 cm
Couleur	Rouge
Résist.	Moyenne
Long.	122 cm
Top vente	Oui