

Exercices physiques & Fitness > Tubes, bandes et stations d'exercices > Tubes d'exercices et accessoires



Tubes élastiques de musculation avec poignées en mousse THERABAND®

Réf: 7500050

Marque: THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Coulour	Ministrace altergement	100%	Augmentation de la résistant
9 3	Maximale	142 for 65 kg	40%
	Extrêmement Devés	10.2 for 4.6 kg	40%
	Devis	7,5 km 3,5 kg	25%
	Extra Forter	5.8 fm 2.6 kg	25%
4-	Forte	4.6 lbs 274g	25%
	Moyenne	37 to 17 kg	29%
	Faltie	3.6s (3.kg	25%
	Extra fable	2.4 for 17 kg	-

Description du produit

Solution prête à l'emploi, ces tubes élastiques de musculation avec poignées en mousse apportent un grand confort dès leur prise en main.

Ces élastiques de fitness sont disponibles avec un Retail Pack. Instructions incluses.

Caractéristiques de ces tubes élastiques de musculation THERABAND:

- Poignées mousse pour une prise en main confortable
- 6 niveaux de résistance

Attention : Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex) pouvant provoquer des réactions allergiques.

En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.

Spécificités techniques	
EAN	00087453217247
TVA	20 %
Modèle	Avec retail Pack - Bleu - Extra forte - 122 cm
Couleur	Bleu
Résist.	Extra forte
Long.	122 cm
Top vente	Oui