



Tubes élastiques de musculation avec poignées en mousse THERABAND®

Réf : 7500052

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Marron	Maximale	14,2 lbs 6,5 kg	40%
Gris	Entraînement Élevé	10,2 lbs 4,6 kg	40%
Noir	Élevé	7,5 lbs 3,5 kg	25%
Bleu	Extra Forte	5,9 lbs 2,6 kg	25%
Vert	Forte	4,6 lbs 2,1 kg	25%
Rouge	Moyenne	3,7 lbs 1,7 kg	25%
Jaune	Faible	3 lbs 1,3 kg	25%
Orange	Extra faible	2,4 lbs 1,1 kg	—

Description du produit

Solution prête à l'emploi, ces tubes élastiques de musculation avec poignées en mousse apportent un grand confort dès leur prise en main.

Ces élastiques de fitness sont disponibles avec un Retail Pack. Instructions incluses.

Caractéristiques de ces tubes élastiques de musculation THERABAND:

- Poignées mousse pour une prise en main confortable
- 6 niveaux de résistance

Attention : Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex) pouvant provoquer des réactions allergiques.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	00087453217261
TVA	20 %
Modèle	Avec retail Pack - Argent - Extrêmement élevée - 127 cm
Couleur	Argent
Résist.	Extrêmement élevée
Long.	127 cm
Top vente	Oui