

# Flexbar® THERABAND®

Réf : 091342609

Marque : THERABAND®



## Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance allongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%
Extrêmement Elevée	10.2 lbs 4.6 kg	40%
Elevée	7.5 lbs 3.3 kg	25%
Extra Forte	5.8 lbs 2.6 kg	25%
Forte	4.6 lbs 2.1 kg	25%
Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	25%
Faible	3 lbs 1.3 kg	25%
Extra faible	2.4 lbs 1 kg	---

## Description du produit

Le Flexbar de THERABAND est un exerciceur léger et facile à transporter. Le Flexbar a pour avantage d'être facile à tenir pour un entraînement ou une rééducation des mains, des poignets, des avant-bras et des épaules.

Chaque barre d'exercice Flexbar mesure 30cm et est disponible en 4 diamètres a des niveaux de résistance croissants.

### Force requise pour plier le Flexbar en forme de "U" :

Jaune 2,5kg  
Rouge 4,5kg  
Vert 7kg  
Bleu 11kg

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

EAN

0087453123470

TVA	20 %
Résist.	Bleu - Elevée
Couleur	Bleu
Top vente	Oui