



Banc de transfert de baignoire Comfy Homecraft

Réf : 091075662

Marque : Homecraft

Description du produit

Ce banc de transfert de baignoire possède un siège extra-large rembourré pour faciliter les transferts dans un confort maximal. Ce banc de transfert possède 4 pieds, dont 2 se positionnent dans la baignoire. Une fois sur le siège, l'utilisateur se sent en sécurité et bénéficie de beaucoup de place pour bouger lors du transfert.

Ce banc de transfert de baignoire possède une assise scindée en deux compartiments qui facilite l'évacuation de l'eau.

Caractéristiques de ce banc de transfert de baignoire :

- Sécurisant
- Très confortable
- Dossier capitonné pour plus de confort et de stabilité
- Poignée d'aide au transfert latéral
- Cadre en aluminium solide et léger
- Dossier et poignée modulables pour un positionnement à droite ou à gauche
- Embout en plastique antidérapant à chaque extrémité des pieds

Spécificités techniques

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 5028318008148 |
| TVA | 20 % |
| Couleur | Gris |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Dim. (L x l) Siège | 40 x 40 cm (2 boudins) |
| Larg. Totale | 73 cm |
| Haut. Totale | 92 à 104 cm |
| Prof. Totale | 48 cm |
| Haut. Siège | 55 à 69 cm |
| Dégagement depuis le sol | 58 cm maxi |
| Poids | 5,8 kg |
| Poids maximum | 120 kg |
| Top vente | Oui |