



## Élévateur de bain Deltis™

Réf : 091324110

### Description du produit

Le Bathmaster Deltis est un siège élévateur de bain autonome et alimenté par batterie qui ne nécessite pas de travaux d'aménagement. Il permet un bain plus simple et plus sûr.

Les difficultés pour entrer et sortir du bain sont rapidement et facilement surmontées grâce à l'utilisation de l'élévateur de bain Bathmaster Deltis. Avec des points de maintien pratiques intégrés et la partie la plus lourde ne pesant que 6,8 kg, le transport et le stockage de l'élévateur de bain s'effectuent sans effort. La construction entièrement en plastique est moderne, facile à nettoyer et résistante à la corrosion. Conçu pour être solide, stable et durable, cet élévateur de bain donne confiance à l'utilisateur et garantit une utilisation à long terme et sans problèmes.

Occupant un espace restreint, le cadre compact de l'élévateur de bain Bathmaster Deltis convient à presque toutes les baignoires, tout en maintenant un haut niveau de stabilité lors de son utilisation. Les grands rabats latéraux facilitent le transfert dans et hors de la baignoire.

Entièrement étanche, sans circuit intégré, le moteur de cet élévateur de bain a été spécialement conçu pour la protection à long terme contre les pannes ou les dommages. Le contrôleur manuel se branche directement sur la partie supérieure du moteur en veillant à ce que le moteur ne comporte pas de fils qui pourraient être endommagés pendant le transport. Le dossier inclinable de soutien offre une relaxation ultime.

Le siège et le dossier, légèrement profilés, procurent confort et soutien lors de la descente et de l'inclinaison. L'utilisateur choisit son angle d'inclinaison préféré entre 10 et 40 °, ce qui permet un positionnement optimal en fonction de ses besoins.

#### Caractéristiques de l'élévateur de bain Deltis™ :

- Disponible en 4 versions : sans revêtement matelassé, avec revêtement matelassé blanc ou bleu et en version XXL avec revêtement matelassé bleu

- Pliable, compact
  - Dossier détachable - facilité de transport et de rangement
  - Entretien et nettoyage faciles
  - Convient à la majorité des modèles de baignoires standard
  - Très stable grâce à 4 ventouses
  - Siège et dossier profilés
  - Deux grands volets de transfert latéraux
  - Dossier à inclinaison réglable (en position basse)
  - Système de sécurité permettant une sortie du bain en cas de batterie trop faible
  - Charge complète : 5 heures (batterie au lithium)
  - Nombre de cycles de levées\* : 9 (\*basés sur une charge de 80kg)
  - 3 ans de garantie sur le cadre
  - 1 an de garantie sur la commande batterie
- Vendu avec un chargeur rapide 1h pour un poids maximum d'utilisateur de 170kg
- Siège de bain vendu avec revêtements matelassés bleus, commande batterie, chargeur 1 heure et volets latéraux

## Spécificités techniques

EAN	5028319035549
TVA	5.5 %
Désign.	Renforcé XXL complet avec revêtements matelassés bleus
Siège avec volets latéraux (L x l)	69,5 x 50cm
Siège sans volets latéraux (L x l)	37,5 x 50cm
Dossier (l x h)	35 x 68cm
Haut. mini course déplacement	6,9cm
Haut. maxi course déplacement	45,5cm
Empreinte au sol	29,5 x 56cm
Angle maxi d'inclinaison	40°
Poids	10,5kg
Poids maximum	170kg