



Siège de douche murale Days

Réf : 091438589

Marque : Days

Description du produit

Ce siège de douche murale à hauteur réglable est dotée d'un cadre en aluminium, à la fois léger et résistant à la corrosion. Le siège de douche, les accoudoirs et les pieds se plient lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les accoudoirs relevables facilitent les transferts de la personne.

Le siège de douche, le dossier et les accoudoirs de ce siège de douche sont rembourrés et permettent de rester à l'aise pendant la toilette. Le siège de douche murale est fourni complet avec les coussinets de siège et de dossier qui peuvent être enlevés si nécessaire. Idéal pour les personnes ne pouvant pas rester debout pendant leurs toilettes.

Caractéristiques de ce siège de douche murale :

- Cadre en aluminium léger
- Accoudoirs, dossier et siège repliables
- Rembourrages gris amovibles
- Embouts antidérapants aux extrémités des pieds
- Rabattable et peu encombrant
- Se fixe au mur pour plus de sécurité et de commodité
- Idéal pour les personnes âgées, les handicapés et les blessés qui ne peuvent pas rester debout pendant leur douche
- Le siège rembourré mesure 460 mm x 380 mm
- Le dossier et les accoudoirs apportent un soutien supplémentaire pendant le bain

Spécificités techniques

EAN

5028319129446

TVA	20 %
Couleur	Blanc
Larg. Totale	60 cm
Haut. mini - maxi Siège	43,5 x 55,5cm
Haut. mini - maxi Siège (avec rembourrage)	46 x 58cm
Larg.	Siège 46cm
Prof.	Siège 38cm
Dist. depuis mur	54,5cm
Dist. depuis mur quand replié	18cm
Haut. accoudoirs mesurée au dessus siège (sans rembourrage)	21,3cm
Poids	6,3kg
Poids maximum	160kg