



## Siège de douche mural

Réf : 091175017

### Description du produit

Ce siège de douche mural est très solide et durable grâce à son cadre en aluminium qui résiste à la corrosion.

Les deux modèles de siège de douche muraux ont un siège en plastique moulé qui se clipse sur le cadre et la version rembourrée a un coussin cellulaire moulé.

#### Caractéristiques de ce siège de douche mural :

- Très solide
- Cadre en aluminium
- Siège en plastique moulé

**Version avec coussin de siège rembourré en mousse cellulaire**

### Spécificités techniques

EAN	5028318905980
TVA	20 %
Modèle	Rembourré
Couleur	Blanc

Haut. mini - maxi Siège	52 x 60cm
Dim. (L x l) Siège	46 x 37cm
Prof. totale depuis mur ouvert	42cm
Prof. totale depuis mur replié	10cm
Coussin rembourré (L x l)	40 x 30cm
Poids	5kg
Poids maximum	160kg