



Tabouret de douche Sherwood Homecraft

Réf : 081305291

Marque : Homecraft

Description du produit

Ce tabouret de douche robuste et stable est doté d'un siège rembourré offrant confort et soutien.

Caractéristiques de ce tabouret de douche :

- Stable et solide
- Cadre en acier
- Assise rembourrée et inclinée vers l'avant
- Pieds largement espacés avec embouts antidérapants
- Disponible en hauteur variable ou fixe, avec ou sans dossier et accoudoirs

Spécificités techniques

EAN	5028318153602
TVA	20 %
Modèle	Ajustable en hauteur avec accoudoirs rembourrés et dossier rembourré
Couleur	Beige
Dim. (L x l)	Siège 29,5 x 35,5 cm
Dist. entre accoudoirs	41,5 cm

Haut.	Siège 50 - 64,5 cm
Empreinte au sol (au plus bas)	43 x 41,8 cm
Empreinte au sol (au plus haut)	50,8 x 47 cm
Poids	5,9 kg
Poids maximum	153 kg
Top vente	Oui