



Chaise assise large

Réf : 081611060

Description du produit

- Assise en plastique moulé
- Poignées intégrées à l'assise
- Cadre léger en aluminium
- Deux accoudoirs sur le cadre
- A assembler soi-même

Spécificités techniques

EAN	5028318208098
TVA	20 %
Couleur	Blanc
Dim. (L x l)	Siège 52 x 34cm
Haut. mini - maxi	Siège 48,5 x 58,5cm
Dist. entre accoudoirs	61cm
Dossier (l x h)	41 x 19,5cm
Empreinte au sol (au plus bas)	45 x 57,5cm

Empreinte au sol au plus haut	48 x 60cm
Poids	3,8kg
Poids maximum	204kg