



Chaises de douche Harrogate Homecraft

Réf : 091076371

Marque : Homecraft

Description du produit

- Confortables
- Siège en plastique profilé et perforé
- Cadre en acier
- quatre versions : fixe ou ajustable en hauteur, avec ou sans roulettes
- Embouts antidérapants
- Roulettes avec freins (Ø 7,5cm) pour les versions équipées

Spécificités techniques

EAN	5028318164004
TVA	5.5 %
Désign.	Chaise hauteur fixe avec roulettes
Dim. (L x l) Siège	43 x 40cm
Haut. Siège	44cm
Haut. Accoudoir	22,5cm
Dist. entre accoudoirs	56cm
Empreinte au sol	50,8 x 57,2cm

Poids	8,8kg
Poids maximum	165kg
Top vente	Oui