



Chaises de douche Harrogate Homecraft

Réf : 081124510

Marque : Homecraft

Description du produit

- Confortables
- Siège en plastique profilé et perforé
- Cadre en acier
- quatre versions : fixe ou ajustable en hauteur, avec ou sans roulettes
- Embouts antidérapants
- Roulettes avec freins (Ø 7,5cm) pour les versions équipées

Spécificités techniques

EAN	5028318205486
TVA	5.5 %
Désign.	Chaise hauteur ajustable avec roulettes
Dim. (L x l) Siège	43 x 40cm
Haut. Siège	48,5 - 57cm
Haut. Accoudoir	22,5cm
Dist. entre accoudoirs	56cm

Empreinte au sol	50,8 x 57,2cm
Poids	9kg
Poids maximum	165kg
Top vente	Oui