

Bac à shampoing EZ

Réf : 091078161



Description du produit

- En vinyle robuste
- Conception anti-débordements
- Sécurisant et confortable
- Léger et compact - Transport et rangement faciles
- Soutient la nuque et les épaules
- Appui-tête intégré inclus
- Tuyau de drainage souple à sens unique avec un bouchon à l'extrémité
- Gonflage à la bouche ou avec une pompe à air (non fournie)

Spécificités techniques

EAN	5028318009558
TVA	20 %
Couleur	Blanc
Dim. (L x l x h)	60 x 50 x 15cm (gonflé)
Larg. découpe pour nuque	15,8cm
Poids	680g

Sans latex	Oui
Top vente	Oui