



Bac à shampoing Homecraft

Réf : 091078153

Marque : Homecraft



Description du produit

- PVC robuste
- Gonflage à la bouche ou avec une pompe à air (non fournie)
- Idéal pour les utilisations au lit
- Soutient confortablement la tête et le cou
- Tuyau de drainage souple à sens unique avec un bouchon à l'extrémité

Spécificités techniques

EAN	5028318009541
TVA	20 %
Couleur	Beige
Long.	95 cm (Tuyau de vidange)
Dim. (L x l x h)	66 x 61 x 15cm (gonflé)

Larg. découpe pour nuque	13cm
Poids	725g
Top vente	Oui