



## Bac à shampoing rigide Homecraft

Réf : 091078138

Marque : Homecraft

### Description du produit

- En plastique
- La sangle à attache boucles et crochets se place autour du cou
- Repose sur le lavabo ou la baignoire

### Spécificités techniques

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN          | 5028318009510 |
| TVA          | 20 %          |
| Couleur      | Beige         |
| Larg.        | 21,5cm        |
| Haut. Totale | 5cm           |
| Poids        | 175g          |
| Top vente    | Oui           |