



Douche portable avec douchette EZ

Réf : 091078187

Description du produit

- Pratique
- S'accroche facilement au dessus du lit à l'aide d'une solide corde en nylon
- Long tuyau de vidange de 60cm terminé par une petite douchette
- Bouton marche/arrêt (sur le tuyau) pour contrôler le débit d'eau
- S'utilise idéalement avec les bacs à shampoing gonflables

Spécificités techniques

EAN	5028318208524
TVA	20 %
Couleur	Blanc
Cont.	11,3 litres d'eau
Poids	930g
Top vente	Oui