



## Coussin de bain gonflable Homecraft

Réf : 091077403

Marque : Homecraft



### Description du produit

Ce coussin de bain gonflable offre un confort et un soutien supplémentaires dans la baignoire. Quatre ventouses sur la face inférieure le fixent à la baignoire pour empêcher tout mouvement.

#### Caractéristiques de coussin de bain gonflable :

- Confortable
- Stable
- Quatre ventouses sur l'envers

### Spécificités techniques

EAN	5028318341245
TVA	20 %
Couleur	Blanc

Dim. (L x l)	43,2 x 43,2cm (gonflé)
Poids	210g