

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Préhension et aides à la lecture](#) > [Barres d'appui](#)



Barre d'appui rainurée Homecraft

Réf : 081306174

Marque : Homecraft



Description du produit

- Bonne préhension
- Tube PVC avec extrémités en plastique ABS
- Longueur mesurée entre les deux fixations

Spécificités techniques

EAN	5028318030408
TVA	20 %
Désign.	Barre d'appui
Long.	30,5 cm

Ø tube	4 cm
Ø disque	9 cm
Dist. depuis mur	5 cm
Couleur	Blanc
Poids	295 g
Top vente	Oui