

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Préhension et aides à la lecture](#) > [Barres d'appui](#)



## Barre d'appui rainurée Homecraft

Réf : 081306224

Marque : Homecraft

### Description du produit

- Bonne préhension
- Tube PVC avec extrémités en plastique ABS
- Longueur mesurée entre les deux fixations

### Spécificités techniques

EAN	5028318030613
TVA	20 %
Désign.	Barre d'appui
Long.	91,4 cm
Ø tube	3,8 cm
Ø disque	9 cm
Dist. depuis mur	5 cm
Couleur	Blanc
Poids	885 g
Top vente	Oui