

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Préhension et aides à la lecture](#) > [Barres d'appui](#)



## Barre d'appui Prima droite Blanc

Réf : 091158740

### Description du produit

- Ergonomique
- Muni d'anneaux antidérapants pour diminuer les risques de chute en cas de mains mouillées
- Diamètre de 30 mm pour une meilleure préhension
- La barre se fixe très rapidement sur un mur
- Vis dissimulées par des caches (vis non fournies)
- Plastique moulé monobloc
- Intérieur renforcé par un tube en aluminium non oxydant
- Supporte 160 Kg

### Spécificités techniques

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 5028318886302 |
| TVA     | 20 %          |
| Long.   | 40 cm         |
| Modèle  | Droit         |
| Couleur | Blanc         |
| Poids   | 600 g         |

|               |        |
|---------------|--------|
| Poids maximum | 160 kg |
| Top vente     | Oui    |