



Barre d'appui Homecraft

Réf : 081116474

Marque : Homecraft

Description du produit

Cette barre d'appui Homecraft assure une prise ferme sur côté de la baignoire. Cette barre d'appui aide à redonner confiance et stabilité lors de l'entrée et la sortie de la baignoire.

Caractéristiques de cette barre d'appui :

- Robuste
- Sécurisante
- Acier époxy
- Se fixe sur le côté de la baignoire à l'aide de la mâchoire de serrage
- Des patins en caoutchouc protègent le revêtement de la baignoire

Spécificités techniques

EAN	5028318009862
TVA	20 %
Couleur	Blanc
Long.	45,5cm
Haut. mesurée à partir du rebord baignoire	35cm

Ajust. mâchoire de serrage	8,5 à 14cm
Poids	2,4kg
Poids maximum	100kg