

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)



Barre d'appui Deluxe Homecraft

Réf : 081135433

Marque : Homecraft



Description du produit

Facilite l'entrée et la sortie de la baignoire.

- Robuste
- Sécurisante
- Acier époxy
- Se fixe sur le côté de la baignoire à l'aide de la mâchoire de serrage
- Des patins en caoutchouc situés de part et d'autre de la mâchoire de serrage protègent le revêtement de la baignoire

Spécificités techniques

EAN

5028318009879

TVA	20 %
Couleur	Blanc
Long.	49,5cm
Haut. mesurée à partir du rebord baignoire	37,5cm
Ajust. mâchoire de serrage	7,5 à 18cm
Poids	2,5kg
Poids maximum	100kg
Top vente	Oui