

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Barres d'appui relevables](#)



Barre d'appui WC relevable Devon Elite Homecraft

Réf : 081446368

Marque : Homecraft



Description du produit

Cette barre d'appui pour WC relevable Devon Elite a été conçue pour offrir un excellent support procurant à l'utilisateur plus de confiance, de sécurité et d'indépendance dans la salle de bain. Fabriquée en aluminium léger mais résistant, cette barre d'appui WC procure à l'utilisateur un confort et une adhérence optimale lorsqu'il s'assoit ou se relève des toilettes.

Cette barre d'appui WC peut être levée et elle restera en position verticale grâce à un mécanisme de verrouillage.

Caractéristiques de cette barre d'appui WC :

- En aluminium léger et solide
- Blocage du support de bras en position verticale et déblocage par activation du mécanisme à ressort
- Compensation du mouvement en position horizontale

Spécificités techniques

EAN	5028318893256
TVA	20 %
Long.	69cm
Ø rail	2,5cm
Projection replié	17,5cm
Dim. Plaque de fixation (L x l)	22,5cm x 12cm
Poids	1,4kg
Poids maximum	127kg