

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Barres d'appui relevables](#)

## Barre d'appui Linido

Réf : 091178094



### Description du produit

- Le rail se bloque automatiquement en position verticale lorsqu'il est relevé
- Tube en acier époxy
- Vendue à l'unité
- Accessoires compatibles avec toutes les barres Linido : mât de fixation au sol, pied de soutien et porte rouleau de papier hygiénique à retrouver dans accessoires barres Linido

### Spécificités techniques

EAN	5028318909063
TVA	20 %
Long.	60cm
Projection depuis le mur quand relevée	21,5cm
Dim. Plaque de fixation (L x l)	25 x 11,5cm
Poids	600g

Poids maximum

150kg