

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Barres d'appui relevables](#)



## Barre d'appui relevable avec pied de soutien

Réf : 081330307

### Description du produit

- Robuste
- En acier
- Barre principale fabriquée en tube de forme ovale - confortable à saisir
- Pied de soutien réglable en hauteur
- Système de blocage en position relevée

### Spécificités techniques

EAN	5028318343188
TVA	20 %
Long.	70cm
Dim. Plaque de fixation	26 x 10cm
Distance depuis le mur quand relevée	10cm
Haut.	Pied de soutien 69 - 78cm
Poids	2,9kg

Poids maximum	190kg
Top vente	Oui