

Autonomie & vie quotidienne > Toilettes et incontinence > Sièges de toilettes et Réhausses WC



Siège de toilettes rembourré

Réf: 091079557

Marque: Homecraft

Description du produit

Ce siège de toilettes moelleux se fixe à la lunette de toilette à l'aide de quatre sangles à boucles et crochets. Il offre un confort supplémentaire et augmente la hauteur d'assise. Cela facilite les transferts entre la position assise et debout. Ce siège de toilettes rembourré est une aide utile qui réduit la flexion des genoux et des hanches chez les utilisateurs âgés et les personnes handicapées. Le revêtement en vinyle protège le coussin et se nettoie.

Caractéristiques de ce siège de toilettes rembourré :

- S'attache sur la lunette des toilettes existante par 4 sangles auto agrippantes
- Généreusement rembourré très confortable
- Surélève efficacement la hauteur d'assise
- Housse blanche en vinyle facilement nettoyable

Spécificités techniques		
EAN	5028318010820	
TVA	20 %	
Haut.	10cm	
Long.	41cm	
Larg.	36cm	

Ouverture	9 x 12cm
Poids	384g