

Panier de cuisson Homecraft

Réf : 091096890

Marque : Homecraft



Description du produit

Ce panier de cuisson en acier inoxydable permet de cuire et de filtrer les légumes sans avoir à soulever une casserole remplie d'eau bouillante. La grande poignée en nylon ignifuge est facile à saisir et offre une totale isolation thermique.

Caractéristiques du panier de cuisson :

- En acier
- Poignée en nylon facile à saisir
- Diamètre 165mm en haut diminuant à 120mm en bas
- Profondeur 90mm

Spécificités techniques

EAN 5028318025435

TVA 20 %

| | |
|------------------|--------|
| Ø partie en haut | 16,5cm |
| Ø partie en bas | 12cm |
| Haut. | 9cm |
| Poids | 245g |