

Couteau de chef Reflex Homecraft



Réf : 081305796

Marque : Homecraft



Description du produit

Cet ustensile de cuisine Reflex possède une poignée profilée et fermée, il est léger et facile à saisir. Les lames sont disposées de telle façon que l'angle créé réduit les mouvements du poignet. Les lames en acier peuvent passer au lave-vaisselle.

Spécificités techniques

| | |
|----------------|-----------------|
| EAN | 5028318376643 |
| TVA | 20 % |
| Désign. | Couteau de chef |
| Long. Lame | 20,3cm |
| Poids | 165g |
| Lave-vaisselle | Oui |

Top vente

Oui