

Couteau de préparation du repas Reflex Homecraft



Réf : 081305770

Marque : Homecraft



Description du produit

Cet ustensile de cuisine Reflex possède une poignée profilée et fermée, il est léger et facile à saisir. Les lames sont disposées de telle façon que l'angle créé réduit les mouvements du poignet. Les lames en acier peuvent passer au lave-vaisselle.

Spécificités techniques

EAN	5028318025053
TVA	20 %
Désign.	Couteau de préparation du repas
Long. Lame	12,7cm
Poids	140g
Lave-vaisselle	Oui

Top vente

Oui