



Cuillère pour gaucher courbé Kings Homecraft

Réf : 091098177

Marque : Homecraft

Description du produit

- Très appréciés des personnes ayant un mouvement limité du bras ou du poignet
- Le couteau coudé à 90° peut être utilisé comme second ustensile (dans ce cas il convient d'utiliser une poignée à double extrémité)
- Les fourchettes et les cuillères sont courbées à 40°
- L'adaptateur coudé rallonge le manche et apporte un angle à 30° à chaque ustensile

Ces ustensils ne peuvent pas être utilisés seuls, il doivent être accompagnés du manche Kings de votre choix, [disponible ici](#)

Spécificités techniques

| | |
|----------------|-----------------------|
| EAN | 5028318026241 |
| TVA | 20 % |
| Désign. | Cuillère pour gaucher |
| Condit. | L'Unité |
| Long. | 8,2 cm |
| Poids | 23 g |
| Lave-vaisselle | Oui |