



## Tubes en mousse à cellules fermées

Réf : 091102037

Marque : Sammons Preston

### Description du produit

- Se coupent à la longueur désirée
- Les assortiments contiennent 2 tubes de chaque couleur

### Spécificités techniques

EAN	5028318211692
TVA	20 %
Désign.	Assortiment pour adulte (2 tubes de chaque couleur)
Condit.	6 tubes
Long. totale	30cm
Ø int.	0,6cm
Ø ext.	2,2cm
Lave-vaisselle	Oui