



Tubes en mousse à cellules fermées

Réf : 091102029

Marque : Sammons Preston

Description du produit

- Se coupent à la longueur désirée
- Les assortiments contiennent 2 tubes de chaque couleur

Spécificités techniques

EAN	742645000983
TVA	20 %
Désign.	Assortiment pour enfant (2 jaune, 2 orange, 2 bleu)
Condit.	2 tubes de chaque couleur
Long. totale	30cm
Ø int.	0,6cm
Ø ext.	2,2cm
Lave-vaisselle	Oui