



Assiette à compartiment

Réf : 081287267



Description du produit

Cette assiette à compartiment comporte trois parties d'une profondeur de 38 mm pour séparer les aliments. Les séparations de chaque compartiment peuvent être utilisées pour pousser la nourriture sur des fourchettes et des cuillères.

Caractéristiques de cette assiette à compartiment :

- Couvercle en plastique transparent inclus
- Dispose de trois compartiments pour séparer les aliments
- 1 grand compartiment de 375ml
- 2 petits compartiments de 200ml
- Assiette empilable
- Diamètre 20 cm
- Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes sans le couvercle

Spécificités techniques

| | |
|----------|---|
| EAN | 5028318943753 |
| TVA | 20 % |
| Capacité | 200ml (petits compartiments) ; 375ml (grand compartiment) |

| | |
|-----------------|------------------|
| Ø ext. assiette | 20cm |
| Haut. | Compartiment 4cm |
| Micro-ondable | Oui |
| Lave-vaisselle | Oui |