



## Assiette inclinée Manoy

Réf : 091098920

### Description du produit

Assiette à fond incliné, idéale pour les personnes n'ayant l'usage que d'une seule main ou rencontrant des difficultés pour attraper la nourriture avec des couverts. Grâce à sa forme ovale, son fond incliné et ses hauts rebords, la nourriture ne peut pas se renverser.

#### Caractéristiques des assiettes inclinées Manoy :

- Forme ovale
- Fond incliné
- Hauts rebords
- Ne convient pas pour les micro-ondes
- Garantie au lave-vaisselle

### Spécificités techniques

EAN	5028318027545
TVA	20 %
Désign.	Grande
Dim. (L x l)	28 x 19,5cm
Poids	440g

Lave-vaisselle	Oui
Top vente	Oui