



Assiette inclinée Scoop

Réf : 091098896

Description du produit

Cette assiette inclinée est un équipement idéal pour un utilisateur qui n'a l'usage que d'une main. Le rebord d'assiette guide les aliments sur les couverts. Cette assiette inclinée légère en polypropylène a une base recouverte de caoutchouc antidérapante pour empêcher tout glissement.

Caractéristiques de cette assiette inclinée :

- Légère
- Large rebord pour une prise en main facile
- En polypropylène, matériau très résistant
- Rebord haut et incurvé d'un côté permettant de manger d'une seule main
- Rebord plus bas de l'autre côté pour facilement accéder au contenu de l'assiette
- Base antidérapante (revêtement en caoutchouc)
- Large rebord extérieur pour une prise en main facile
- Disponible en 2 couleurs: blanc et bleu
- Va au micro ondes et au lave-vaisselle

Spécificités techniques

EAN	5028318339679
TVA	20 %
Couleur	Blanc

Ø ext. assiette	23cm
Haut.	Paroi 1,5 - 4cm
Larg.	Rebord 2cm
Micro-ondable	Oui
Lave-vaisselle	Oui
Top vente	Oui