

Assiette isotherme

Réf : 091438365



Description du produit

Cette assiette isotherme est munie d'un réservoir d'eau chaude pour maintenir la nourriture chaude pendant un long moment. Pour l'utiliser, il suffit de dévisser le bouchon, puis remplir le réservoir d'eau chaude.

Caractéristiques de cette assiette isotherme :

- Le couvercle seul est compatible avec le lave-vaisselle (partie supérieure)
- Ne convient pas au micro-ondes
- Livré avec couvercle
- Pour adultes

Spécificités techniques

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN | 5028319129224 |
| TVA | 20 % |
| Ø ext. assiette | 20cm |
| Haut. | 5cm |
| Cont. | 650ml |
| Poids | 900g |
| Lave-vaisselle | Oui |
| Top vente | Oui |