



# Gobelet avec découpe nasale Nosey

Réf : 081003391

## Description du produit

- En propylène transparent
- Solide
- Permet de boire en gardant la tête et le cou en position droite
- Lave vaisselle jusqu'à 109°C
- Ne passe pas au micro-ondes
- Sans latex ni Bisphénol

## Spécificités techniques

EAN	5028318222889
TVA	20 %
Cont.	225ml
Haut.	12,5cm
Ø en haut	8cm
Lave-vaisselle	Oui
Top vente	Oui

