



## Tasse avec couvercle Caring Homecraft

Réf : 091165422

Marque : Homecraft

### Description du produit

Le gobelet Caring Homecraft est conçu pour les personnes ayant du mal à boire avec des gobelets standards. Il comporte deux poignées profilées pour améliorer la prise en main.

Prévient les renversements avec son design qui présente une base large et stable. Disponible avec 2 types de couvercles avec une grande et une petite ouverture.

- Base large et stable
- 2 grandes poignées profilées et inclinées
- Couvercle avec bec
- Assorti avec la gamme de couverts Caring
- Inclus un couvercle avec petite ouverture
- Lavable au lave-vaisselle jusqu'à une température de 85°C

### Spécificités techniques

EAN	5028318892983
TVA	20 %
Modèle	Condit. Sous sachet plastique & Grande ouverture
Désign.	Tasse avec couvercle

Condit.	Sachet plastique
Ouverture	Grande
Cont.	300 ml
Poids	176 g
Micro-ondable	Oui
Lave-vaisselle	Oui
Top vente	Oui